



DE Gebrauchshinweise
Produktbeschreibung
HydroClean plus ist eine hydroaktive Wundauflage, die als zentralen Bestandteil ein Cellulose- und Zellulosefasern superabsorbierendes Polyacrylat (SAP) enthält. Als das mit Ringeloseung aktivierte SAP ist die antibakterielle Substanz Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB) gebunden. Die Wundkontaktschicht besteht aus einem Polypropylenestrick, auf das Silikonstreifen aufgetragen wurden, die einen Verkleben mit der Wunde zusätzlich entgegenwirken. Auf der wundabgewandten Seite verhindert eine wasserundurchlässige Polypropylenfolie zusammen mit einem frühzeitig austrocknenden hydrophoben Polypropylen-Vliesstoff ein frühzeitiges Austrocknen des Wundkissens, so dass die Feuchtigkeit bis zu drei Tagen an die Wunde abgegeben werden kann. Gleichzeitig wird ein Durchfließen des Verbandes durch die Folie weitgehend verhindert.

Eigenschaften und Wirkungsweise
HydroClean plus ermöglicht eine Ringeloseung an die Wunde ab. Da die Wundauflage gleichzeitig Wundauflage aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein. Das im SAP Kern gebundene PHMB wirkt antibakteriell und hemmt das Keimwachstum im Inneren des Wundkissens. Hierdurch wird das Re-kontaminationsrisiko über die gesamte Anwendungsdauer von bis zu drei Tagen reduziert. Das in HydroClean plus verwendete SAP macht wundheilungsstörende Matrix-Metallo-Proteasen (MMP), wodurch ein stagnierender Heilungsprozess bei chronischen Wunden wieder aktiviert werden kann.

Indikationen
Für die Nasstherapie von Wunden insbesondere mit beeinträchtigter Heilungstendenz. HydroClean plus eignet sich besonders zur Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden in der Reingurgis- und Granulafase. Darüber hinaus kann HydroClean plus zur Reaktivierung stagnierender Heilungsprozesse angewendet werden, wenn diese durch eine zu hohe MMP-Aktivität verursacht werden.

Anwendungshinweise
HydroClean plus wird mit der weißen Seite auf die Wunde gelegt, so dass die Blau-Beschichtung nach oben weist. HydroClean plus muss in Kontakt mit dem Wundgrund stehen und sollte dem Wundrand leicht überlagern. Tiefe Wunden können zusätzlich mit HydroClean plus cavity austamponiert und mit HydroClean plus abgedeckt werden. HydroClean plus sollte mit geeigneten Materialien fixiert werden. Ein Verbandwechsel muss vorgenommen werden, wenn dieser medizinisch angezeigt ist nach drei Tagen. Bei hoher Feuchtigkeit kann HydroClean plus klebefähig der Wunde können die Wundauflagen jedoch vorzeitig austrocknen. In diesen Fällen sollte HydroClean plus vorzeitig gewechselt werden. In den meisten Fällen lässt sich HydroClean plus problemlos von der Wunde entfernen. Falls das Wundkissen an der Wunde festhalten sollte, kann die Wundauflage vor dem Entfernen mit physiologischer Kochsalzlösung oder Ringeloseung versetzt und nach einigen Minuten schmerzarm entfernt werden.

Begleitscheinungen
Zu Beginn der HydroClean plus Therapie kann es durch Abbau von bereits irreversibel geschädigtem Gewebe zu einer Vergrößerung der Wunde kommen. Dies kann jedoch ein Zeichen der einsetzenden Wundheilung sein. Während der Nasstherapie kann es zu einer Rötung der Wundränder kommen, was in der Regel kein Zeichen einer Infektion ist. Die Wunde ist jedoch sehr empfindlich gegenüber mechanischen Reizen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob eine angemessene Schmerzmittelgabe angezeigt ist. Die Wunde sollte mit Ringeloseung führt nicht zur Maerzation vitaler Zellen, kann jedoch plantare Hornhaut quellen lassen, was als weißlicher Belag sichtbar wird.

Gegenanzeigen
HydroClean plus sollte nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.

Spezielle Vorichtsmaßnahmen
HydroClean plus darf nicht zugeschnitten oder anderweitig mechanisch beschädigt werden. Ist die Haut im Wundbereich besonders empfindlich und angegriffen, empfiehlt es sich diese mit einem geeigneten Hautschutzpräparat zu schützen. Bei Patienten mit erhöhter Blutungsneigung (z.B. bedingt durch blutverdünnende Präparate) sollten die Wundauflagen beim Verbandwechsel besonders vorsichtig entfernt und gegebenenfalls vorher, wie oben beschrieben, mit Ringeloseung oder physiologischer Kochsalzlösung versetzt werden. Infizierte und bakteriell stark belastete Wunden sollten nur unter ärztlicher Aufsicht behandelt werden, besonders wenn ein Filmbereich zur Fixierung verwendet wird. ACHTUNG: Vor jeder Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen der Wundheilungsstörungen notwendig. Die Behandlung mit HydroClean plus kann eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörungen und insbesondere eine systemische Antibiose nicht ersetzen.

Besondere Hinweise
Nicht über 30 °C lagern. Trocken lagern. Inhalt steril, solange Peelpackung unversehrt. Nicht reesterilisieren. Vor Kindern sichern. Stand der Information: 2015-05

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12 · 89522 HEIDENHEIM, GERMANY
AU – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Rhodes NSW 2138
GB – PAUL HARTMANN Ltd. · Heywood O.L10 2TT
CH – WF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen
FR – Lab. PAUL HARTMANN S.a.r.l. · Châtenois - 67607 Sélestat CEDEX
NL – PAUL HARTMANN B.V. · 6546 BC Nijmegen
IT – PAUL HARTMANN S.p.A. · 37139 Verona
ES – Laboratorios HARTMANN S.A. · 08302 Mataró
PT – PAUL HARTMANN LDA · 2685-378 Póvoa Velho
BR – Base Comércio Internacional Ltda. · São Paulo/Brasil
GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E. · 16674 Glyfada/Athina
CZ – HARTMANN-RICO s.a. · 66471 Verneřský Březivka

EN Instructions for use
Product description
HydroClean plus is a hydroactive wound dressing that contains, as central component, a superabsorbent polyacrylate (SAP) embedded in cellulose fibres. The antibacterial agent polyhexamethylene biguanide (PHMB) is bound to the SAP that is activated with Ringer's solution. The wound contact layer consists of a polypropylene knitted fabric to which silicone strips have been applied, which additionally counteract adhesion of the dressing to the wound. On the side facing away from the wound, a water-impermeable polypropylene foil overlies with a hydrophobic polypropylene non-woven fabric prevents premature drying out of the wound dressing pad, so that moisture can be delivered to the wound for up to three days, while the foil at the same time largely prevents soaking of the outer layer of the dressing.

Properties and mode of action
HydroClean plus delivers Ringer's solution to the wound for up to three days. HydroClean plus continues to absorb liquid from the wound. The wound dressing absorbs wound exudate at the same time. The PHMB bound in the SAP core has an antibacterial effect and inhibits the growth of germs inside the wound cavity, thereby reducing the risk of recontamination over the entire application period of up to three days. The SAP used in HydroClean plus inactivates matrix metalloproteinases (MMP) which impair wound healing. As a result, a stagnating healing process in chronic wounds can be reactivated.

Indications
For wet treatment of wounds, particularly such with impaired healing tendency. HydroClean plus is especially suitable for the treatment of chronic and poorly healing wounds during the cleaning and granulation stage. HydroClean plus can furthermore be applied in order to reactivate stagnating healing processes if these are caused by excessive MMP activity.

Mode of application
HydroClean plus is placed on the wound with the white side of the dressing facing the wound and the blue inscription facing upwards. HydroClean plus must be in contact with the wound bed and should overlap the wound edges slightly. Deep wounds can additionally be packed with HydroClean plus cavity and can then be covered with HydroClean plus. HydroClean plus should be secured with suitable dressing retention material. The dressing must be changed when this is indicated from the medical point of view, but at the latest after three days. If the wound requires large amounts of moisture, the wound dressing can dry out prematurely and may need changing sooner. In most cases, HydroClean plus can be removed from the wound without any problems. Should the wound dressing pad adhere to the wound, the wound dressing can be rinsed underneath with physiological saline solution or Ringer's solution prior to removal and can then be removed almost painlessly after a few minutes.

Side effects
At the start of the treatment with HydroClean plus, breakdown of irreversibly damaged tissue can lead to an increase in the size of the wound. This can be a sign that wound healing has commenced. Reddening of the wound edges can occur during wet therapy; this is normally a sign that the blood circulation has been reactivated as the wound begins to heal. This is usually an indication that the wound is starting to heal. However, the cause must be assessed individually in each case. The HydroClean plus therapy as such does not cause any pain. However, the wound is highly sensitive to mechanical stress. The question whether an adequate analgesic therapy is indicated must be considered on a case-by-case basis. While wet therapy with Ringer's solution does not lead to maceration of vital cells, it can cause swelling of the soaked plantar horn layer, which then appears as a whitish coating.

Contraindications
Do not use HydroClean plus on patients who may be allergic to any of its ingredients.

Special precautions
HydroClean plus must not be cut to size or otherwise damaged mechanically. If the skin around the wound is particularly sensitive and impaired, it is advisable to protect the skin with a suitable skin protection preparation. In patients with increased bleeding tendency (e.g. due to blood-thinning medications), the wound dressings should be removed with particular caution when changing dressings. If necessary, the wound dressing should first be rinsed underneath with Ringer's solution or physiological saline solution as described above. Infected wounds and wounds highly exposed to bacteria should only be treated under the supervision of a physician, particularly if a film dressing is used for fixation. CAUTION: Before treating wounds with impaired healing tendency, the wound condition and the causes of the impairment of wound healing must always be assessed by a physician. Treatment with HydroClean plus cannot replace treatment of the cause of impaired wound healing. In particular, it cannot replace systemic antibiotic therapy.

Special instructions
Do not store above 30 °C. Store in a dry place. Contents sterile unless peel package is damaged. Keep out of reach of children. Date of revision of the text: 2015-05

Mises en garde particulières
Conserver à une température inférieure à 30 °C. À conserver à l'abri de l'humidité. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas restériliser. Tenir hors de portée des enfants. Date de dernière révision du mode d'emploi : 2015-05

FR Notice d'utilisation
Description du produit
HydroClean plus est un pansement irrigo-absorbant constitué principalement d'un polyacrylate superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose de bois et de coton. Une substance antibactérienne, le polyhexaméthyle biguanide (PHMB), est liée au polyacrylate superabsorbant activé par une solution de Ringer. La surface de contact avec la plaie se compose d'une couche tissée de polypropylène sur laquelle sont appliqués des bandes de silicone qui permettent d'améliorer la prévention de l'adhérence à la plaie. La face extérieure à la plaie présente un polypropylène non tissé et une polypropylène hydrophobe appliquée sur un film de polyoléfine imperméable à l'eau qui permet de prévenir tout dessèchement prématuré du coussinet et d'assurer l'hydratation de la plaie pendant trois jours maximum. Le film permet simultanément de prévenir en grande partie toute humidification excessive du pansement.

Propriétés et mode d'action
HydroClean plus délivre la solution de Ringer dans la plaie pendant une durée maximale de trois jours. Parallèlement, une absorption des exsudats de la plaie est assurée, permettant ainsi un nettoyage antibiotique et interactif de celle-ci. Le PHMB lié au noyau de polyacrylate antibactérien exerce un effet antiseptique et empêche la prolifération des germes à l'intérieur du coussinet. Le risque d'une recontamination pendant les trois jours de pose de pansement est ainsi réduit. Le polyacrylate superabsorbant contenu dans HydroClean plus régule l'activité délétère des métalloprotéinases matricielles (MMP), permettant ainsi une relance de processus cicatriciels plus saines stagnantes.

Indications
Pour de vchichte Behandlung von Wunden mit schlechte Heilungstendenz. HydroClean plus ist besonders geeignet vor de Behandlung von chronische und schlecht heilende Wunden in der Reingurgis- und Granulafase. Daeroben kann HydroClean plus worden eingesetzt für die reaktivierung von stagnierende Heilungsprozessen indien diese durch eine too hohe MMP aktiviert worden verursacht.

Mode d'utilisation
La face blanche du pansement HydroClean plus est appliquée sur la plaie, de sorte que l'inscription bleue soit orientée vers le haut. Les marges du doit être en contact avec le lit de la plaie, et dépasser légèrement les bords de la plaie. Les plaies profondes peuvent être tamponnées avec HydroClean plus cavity, puis recouvertes avec HydroClean plus. HydroClean plus doit ensuite être fixé avec du matériel approprié tel que film de polyuréthane, bandes ou spratspans. Un renouvellement du pansement doit avoir lieu sur indication médicale ou au plus tard après trois jours. Si la plaie nécessite une humidité importante, il est cependant possible que le pansement s'assèche prématurément. Dans ce cas, HydroClean plus devra être changé plus fréquemment. Dans la majorité des cas, HydroClean plus peut être retiré de la plaie très facilement. Si le coussinet adhère à la plaie, le pansement peut être éliminé avant son retrait avec du sérum physiologique ou de la solution de Ringer, puis retiré de manière presque indolore après quelques minutes.

Manifestations associées
Au début d'un traitement avec HydroClean plus, la dégradation des tissus dévitalisés peut conduire à un agrandissement de la plaie. Ce phénomène peut constituer le signe d'un début de cicatrisation. Au cours d'un traitement en milieu humide, les bords de la plaie peuvent développer des rougeurs, qui sont généralement la manifestation de la réactivation de l'irrigation sanguine, provoquée par la progression de la cicatrisation. Elles sont généralement engendrées par le processus de cicatrisation lui-même. Leur origine doit néanmoins être examinée dans tous les cas. Le traitement avec HydroClean plus n'entraîne aucune douleur; les plaies ouvertes sont toutefois très sensibles aux irritations mécaniques. Il convient dans certains cas d'examiner l'indication d'un traitement analgésique approprié. Le traitement en milieu humide avec de la solution de Ringer n'entraîne pas de macération des cellules, toutefois la couche cornée de la plante du pied peut gonfler, ce qui se traduit par un dépôt blanchâtre.

Contre-indications
HydroClean plus ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.
Spéciale voorzogsmaatregelen
HydroClean plus mag niet worden gebruikt wanneer de patiënt overgevoelig is voor één van de bestanddelen.
Précautions particulières
HydroClean plus ne doit pas être découpé ni endommagé par une action mécanique quelconque. En cas d'hypersensibilité à l'un des de la peau au niveau de la plaie, il est recommandé de la protéger à l'aide d'un produit de protection de la peau approprié. Il convient de procéder au retrait de pansement avec beaucoup de précaution, car la plaie peut être particulièrement sensible aux irritations mécaniques. Il convient dans certains cas d'examiner l'indication d'un traitement analgésique approprié. Le traitement en milieu humide avec de la solution de Ringer n'entraîne pas de macération des cellules, toutefois la couche cornée de la plante du pied peut gonfler, ce qui se traduit par un dépôt blanchâtre.

Special instructions
Do not store above 30 °C. Store in a dry place. Contents sterile unless peel package is damaged. Keep out of reach of children. Date of revision of the text: 2015-05

Mises en garde particulières
Conserver à une température inférieure à 30 °C. À conserver à l'abri de l'humidité. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas restériliser. Tenir hors de portée des enfants. Date de dernière révision du mode d'emploi : 2015-05

NL Gebruiksaanwijzing
Productbeschrijving
HydroClean plus is een hydroactief wondverband, met als centraal bestanddeel een superabsorbent polyacrylaat (SAP) dat door cellulosevezels omringd is. De antibacteriële stof polyhexamethyleen biguanide (PHMB) is aan het SAP dat met Ringeloseoplossing is geactiveerd, gebonden. De wondcontactlaag bestaat uit een polypropyleen tricriol met siliconebanden die het verkleven met de wond extra tegenwerken. Op de zijde die niet op de wond wordt gelegd voorkomt een waterdichte polypropyleen folie samen met een hydrofob polypropyleen non-woven dat het wondkussen vochtigheid udroogt, zodat het vocht tot drie dagen aan de wond kan worden afgegeven. Gelijktijdig wordt het doornat worden van het verband door de folie in hoge mate verhindert.

Eigenschappen en werking
HydroClean plus geeft gedurende maximaal drie dagen Ringeloseoplossing aan de wond. Daat het wondverband gelijktijdig wondvoedsel opneemt, wordt HydroClean plus continu voedsel absorberend. Het PHMB dat aan de kern van het SAP is gebonden, werkt antibacterieel en rent de kiemgroei in het binnesten van de wondkussen. Hierdoor wordt het risico van recontaminatie gedurende de hele gebruiksduur van maximaal drie dagen vermindert. Het in HydroClean plus toegepaste SAP inactieveert de matrixmetaal- proteasen (MMP) die de wondgenezing belemmeren, zodat het stagnerende genezingsproces bij chronische wonden kan worden gereactiveerd.

Indicaties
Voor de vchichte behandeling von Wunden mit schlechte Heilungstendenz. HydroClean plus is bijzonder geschikt voor de behandeling van chronische en slecht heilende wonden in de reingurgis- en granulafase. Daeroben kan HydroClean plus worden toegepast voor de reactivering van stagnierende Heilungsprozessen indien deze door een too hoge MMP activiteit worden veroorzaakt.

Aanwijzingen voor het gebruik
HydroClean plus wordt met de witte zijde op de wond gelegd, zodat de blauw bedrukte zijde naar boven wijst. HydroClean plus moet contact hebben met de wondbodem en de wondrand en overlappen. Deze wonden kunnen tevens met HydroClean plus cavity worden afgepakt en met HydroClean plus afgedekt. HydroClean plus moet met geschikt materiaal worden gefixeerd. Het verband moet worden vervangen als dit medisch is geïndiceerd of ten laatste na drie dagen. Bij een wond met veel behoefte aan vocht kan het wondverband voortijdig uitdrogen. In dat geval moet HydroClean plus eerder worden vervangen. In de meeste gevallen kan HydroClean plus zonder problemen van de wond worden verwijderd. Als het wondkussen in de wond kleeft kan het verband voor het verwijderen met een fysiologische zout- of Ringeloseoplossing worden nat gemaakt en enkele minuten laten pijnloos worden verwijderd.

Biwijkingen
Tijdens de beginfase van de behandeling met HydroClean plus kan de wond groter omdat weefsel dat reeds onterstbaar was beschadigd, wordt afgebroken. Dit is een teken dat de wondgenezing op gang komt. Tijdens de vchichte behandeling kunnen de wondranden nod worden, dit is doorgaans een teken van de gereactiveerde wondheilende tendentie van de wond op gang komen van de wondgenezing. Dit is in het algemeen een teken dat de wondgenezing op gang komt. De oorzaak moet echter in elk geval afzonderlijk worden beoordeeld. Een behandeling met HydroClean plus is pijnloos, maar de wond zelf is vaak zeer gevoelig voor mechanische prikkels. In individuele gevallen moet worden gecontroleerd of een geschikte behandeling tegen de pijn geïndiceerd is. De vchichte behandeling met Ringeloseoplossing leidt niet tot maceratie van vitale cellen. Het eel van de voetzool kan echter zwellen, wat als een witachtige aanslag zichtbaar wordt.

Effetti collaterali
All'inizio del trattamento con HydroClean plus, potrebbe osservarsi un aumento delle dimensioni della ferita, dovuto alla degradazione del tessuto già danneggiato in modo irreversibile. Questo fenomeno può tuttavia indicare che il processo di guarigione della ferita è in corso. Durante il trattamento umido possono presentarsi arrossamenti dei margini della ferita, che di norma sono un segnale della riativazione della circolazione sanguigna dovuta al processo di guarigione. In questi casi, sostituire HydroClean plus con antipainificanti. Il più delle volte HydroClean plus può essere rimosso dalla ferita senza problemi. Qualora la medicazione fosse adesiva alla ferita, è possibile bagnarla con soluzione fisiologica o con soluzione di Ringer, in modo tale che dopo pochi minuti possa essere rimossa senza provocare dolore.

Contra-indicaties
HydroClean plus mag niet worden gebruikt wanneer de patiënt overgevoelig is voor één van de bestanddelen.

Spéciale voorzogsmaatregelen
HydroClean plus mag niet worden geotknippt of mechanisch beschadigd worden. Als de huid bij de wond zeer gevoelig en geïrriteerd is, is het raadzaam de huid met een geschikt verzorgingsproduct te beschermen. Bij patiënten met verhoogde neiging tot bloeden (bijv. door bloedverdunde) dienen de wondverbanden bij de verbandwissel bijzonder voorzichtig te worden verwijderd en eventueel van tevoren worden natgemaakt met een Ringeloseoplossing of fysiologische zoutoplossing, zoals hierboven beschreven. Bismette een bacterieel strektoestel worden wonden niet onder toezicht van een arts worden behandeld, vooral wanneer voor een eventueel gebruik van een filmbandje wordt gebruikt. LET OP: voor elke behandeling van wonden met een slechte genezigstendens is de beoordeling over de toestand van de wond en het achterhalen van de oorzaak van de vertraagde wondheilng door een arts noodzakelijk. HydroClean plus is geen vervanging voor een behandeling van de oorzaak van de wondgenezingsstoornis en met name van een systemische antibiose.

Bijzonderheden
Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 30 °C. Droog bewaren. Inhoud steril, zolang de peelpackning onbeschadigd is. Niet heresteriliseren. Buiten bereik van kinderen houden. Datum van herziening van de tekst: 2015-05

Avvertenze particolari
Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Conservare in luogo asciutto. La sterilità del contenuto è garantita fino a che la confezione è strappata e restata intatta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Data di revisione del testo: 2015-05

IT Istruzioni per l'uso
Descrizione del prodotto
HydroClean plus è una medicazione idroattiva la cui componente centrale del core assorbitore è costituita da un poliacrilato superassorbente (SAP) integrato in un'imbottitura di fibre di cellulose e biguanide di Ringer. La sostanza antibatterica Polissametilene Biguanide (PHMB) si lega al SAP attivato dalla soluzione di Ringer. Lo strato a contatto con la ferita è costituito da un tessuto di polipropilene, sul quale sono applicate strisce di silicone, che impediscono ulteriormente l'adesione al fondo della ferita. Sul lato non rivolto verso la ferita, una pellicola di polipropilene impermeabile rivestita da uno strato idrofobico in polipropilene impedisce alla medicazione di seccarsi, permettendo di continuare ad idratare la ferita fino a tre giorni. Allo stesso tempo, la pellicola impedisce efficacemente la fuoriuscita di liquido dalla medicazione.

Proprietà e modo di azione
HydroClean plus rilascia la soluzione di Ringer sulla ferita per un massimo di tre giorni. Poiché la medicazione assorbe allo stesso tempo l'esudato della ferita, si instaura una detersione continua ed interattiva della ferita stessa. Il PHMB di cui è impregnato il nucleo di SAP svolge un'azione antibatterica e inibisce la proliferazione di germi all'interno della medicazione. In questo modo si riduce il rischio di ricontaminazione per tutta la durata dell'applicazione, fino a tre giorni. Il SAP utilizzato in HydroClean plus inattiva le metalloproteinasi della matrice (MMP) che compromettono la guarigione della ferita, riattivando il processo di guarigione stagnante in caso di ferite croniche.

Indicazioni
Per il trattamento umido delle ferite, in particolare in presenza di un'alterata tendenza alla guarigione. HydroClean plus è particolarmente adatta per il trattamento di ferite croniche e di difficile guarigione nella fase di detersione e granulazione. Inoltre, è possibile utilizzare HydroClean plus per la riattivazione di processi di guarigione stagnanti, nel caso in cui questi siano causati da un'attività eccessivamente intensa del MMP.

Applicazione
Applicare HydroClean plus con il lato bianco sulla ferita, in modo tale che la scritta blu sia rivolta verso l'alto. HydroClean plus deve trovarsi a contatto diretto con l'intera superficie della ferita ed estendersi solo leggermente oltre i suoi margini. Le ferite profonde, in aggiunta, possono essere riempite con HydroClean plus cavity e quindi coperte con HydroClean plus. Fissare HydroClean plus con materiali appropriati. Sostituire la medicazione secondo indicazioni mediche e, comunque, al più tardi dopo tre giorni. Se la ferita richiede un'azione idratante, è possibile bagnare la medicazione con soluzione fisiologica o soluzione di Ringer. In ogni caso, la medicazione deve essere rimossa dopo alcuni minuti se potrà ritardare sin dolor.

Effetti secondari
All'inizio del trattamento con HydroClean plus, potrebbe osservarsi un aumento delle dimensioni della ferita, dovuto alla degradazione del tessuto già danneggiato in modo irreversibile. Questo fenomeno può tuttavia indicare che il processo di guarigione della ferita è in corso. Durante il trattamento umido possono presentarsi arrossamenti dei margini della ferita, che di norma sono un segnale della riativazione della circolazione sanguigna dovuta al processo di guarigione. In questi casi, sostituire HydroClean plus con antipainificanti. Il più delle volte HydroClean plus può essere rimosso dalla ferita senza problemi. Qualora la medicazione fosse adesiva alla ferita, è possibile bagnarla con soluzione fisiologica o con soluzione di Ringer, in modo tale che dopo pochi minuti possa essere rimossa senza provocare dolore.

Contra-indicazioni
HydroClean plus non deberá usarse si existe hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado ni dañir mecánicamente. Si la piel de la zona de la herida es muy sensible y está irritada, se recomienda cubrirlo con un protector cutáneo adecuado. En los pacientes con mayor propensión a las hemorragias, provocada p. ej. por preparados hemodiluyentes, se deberán retirar durante o cambio los apósitos con especial cuidado y rehumerarse de caso necesario previamente con solución Ringer o suero fisiológico, como se describe arriba. Las heridas infectadas con elevada carga bacteriana solo se deben tratar bajo supervisión médica, sobre todo si para la fijación se utiliza un vendaje oclusivo.

Medidas de precaución especial
HydroClean plus não deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

ES Instrucciones de uso
Descripción del producto
HydroClean plus es un apósito hidroactivo que tiene como componente central un poliacrilato superabsorbente (SAP) incorporado en fibras de celulosa e de pasta celulósica. A substancia antibacteriana polihexametileno biguanida (PHMB) está ligada al SAP preactivado con solución Ringer. El lado de contacto con la herida está compuesto por una matriz de polipropileno, en la que se incorporan tiras de silicona que evitan adicionalmente impedem a adhesión adicionalmente a adherencia à ferida. No lado opuesto à ferida, uma película de polipropileno impermeável revestida por um tecido não tecido em polipropileno hidrofóbico, impede que o curativo seque prematuramente, mantendo um ambiente húmido na ferida até 3 dias. Simultaneamente, a película evita que a camada exterior do penso fique molhada.

Características y modo de acción
HydroClean plus aporta solución Ringer a la herida durante tres días. Al mismo tiempo, la medicación absorbe y retiene exudado de la herida, facilitando una limpieza interactiva y continua de la misma. El PHMB ligado al núcleo de SAP ejerce una acción antibacteriana e impide el crecimiento microbiano en el interior del apósito. De este modo se reduce el riesgo de recontaminación durante los tres días de aplicación del apósito. El SAP utilizado en HydroClean plus desactiva las metaloproteinasas de matriz (MMP) que alteran la cicatrización, reactivando el proceso de cicatrización en heridas crónicas estancadas.

Indicaciones
Para el tratamiento húmedo de heridas, en especial las crónicas y las de cicatrización problemática en la fase de limpieza y granulación. Además, HydroClean plus puede utilizarse para la reactivación de procesos de cicatrización estancados causados por una elevada actividad de MMP.

Modo de aplicación
HydroClean plus se debe aplicar con la cara blanca sobre la herida, de forma que que la inscripción azul quede voltada para cima. HydroClean plus debe estar en contacto directo con el lecho de la herida y sobrepasar ligeramente su contorno. Las heridas curvadas podrán taponarse adicionalmente con HydroClean plus cavity y cubrirse con HydroClean plus. HydroClean plus deberá fijarse con materiales adecuados. El apósito se deberá cambiar si existe indicación médica para ello o como máximo después de tres días. No caso de feridas que necesitem de mais humidade, os pessoas poderão, no entanto, secar a medicação indicado ou, no mais tardar, ao fim de três dias. No caso de feridas que necessitam de mais humidade, os pessoas poderão, no entanto, secar a medicação indicado ou, no mais tardar, ao fim de três dias. No caso de feridas que necessitam de mais humidade, os pessoas poderão, secar precocemente retirar a ferida, antes de três dias. Em qualquer caso, a medicação deve ser removida sem dor.

Effets secondaires
Au début du traitement avec HydroClean plus, il peut y avoir une augmentation de la taille de la ferida, debido à la eliminación del tejido devitalizado. Sin embargo, esto puede indicar el inicio del proceso de cicatrización. Durante el tratamiento húmedo puede aparecer un enrojecimiento de los bordes de la ferida, lo que en general indica una reactivación de la circulación por el comienzo de la cicatrización. Esto suele indicar el inicio del proceso de cicatrización, aunque debe valorarse caso individualmente. La terapia con HydroClean plus es indolora, no obstante la herida abierta puede ser con frecuencia muy sensible a estímulos mecánicos. Se deberá evaluar en cada caso si está indicada una terapia adecuada para el dolor. La terapia húmeda con solución Ringer no provoca maceraciones de células vitales, aunque sí puede causar un reblandecimiento de la capa córnea plantar, que se manifiesta en forma de capa blanquecina.

Contra-indicaciones
HydroClean plus não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado ni dañir mecánicamente. Si la piel de la zona de la herida es muy sensible y está irritada, se recomienda cubrirlo con un protector cutáneo adecuado. En los pacientes con mayor propensión a las hemorragias, provocada p. ej. por preparados hemodiluyentes, se deberán retirar durante o cambio los apósitos con especial cuidado y rehumerarse de caso necesario previamente con solución Ringer o suero fisiológico, como se describe arriba. Las heridas infectadas con elevada carga bacteriana solo se deben tratar bajo supervisión médica, sobre todo si para la fijación se utiliza un vendaje oclusivo.

Medidas de precaución especial
HydroClean plus não deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

Precauciones especiales
HydroClean plus no deve ser cortado nem danificado mecanicamente. Se a pele na zona da ferida estiver particularmente sensível e afetada, recomenda-se que seja protegida com um preparado indicado para proteção cutânea. Em pacientes com tendência para hemorragias (p. ex., devido a medicação anti-coagulante), os curativos devem ser retirados com especial cuidado e, se necessário, humedecidos com solução fisiológica salina ou solução de Ringer, como descrito acima. As feridas infectadas e fortemente contaminadas por bactérias devem ser tratadas sob vigilância médica, em especial se for utilizado um adesivo para fixação. ATENÇÃO: Antes do tratamento de feridas com scarsa tendência alla guarigione, deve essere preceduto da un esame medico dell' estado de la herida y de las causas del retraso de la cicatrización. La terapia con HydroClean plus no puede sustituir a una terapia causal de los trastornos que afectan al proceso de cicatrización y en especial, un tratamiento sistémico con antibióticos.

PT Instruções de utilização
Descrição do produto
HydroClean plus é um penso hidroativo cujo principal componente é um poliacrilato superabsorbente (SAP) incorporado em fibras de celulosa e de pasta celulósica. A substância antibacteriana polihexametileno biguanida (PHMB) está ligada ao SAP que é ativado com solução de Ringer. A camada em contacto com a herida é composta por uma malha de polipropileno na qual foram aplicadas fitas de silicone que adicionalmente impedem a adesão adicionalmente a adherencia à ferida. No lado oposto à ferida, uma película de polipropileno impermeável revestida por um tecido não tecido em polipropileno hidrofóbico, impede que o curativo seque prematuramente, devando a ferida úmida por até três dias. Simultaneamente, a película evita que o curativo fique molhado.

Propriedades e modo de ação
HydroClean plus irriga a ferida com solução de Ringer durante três dias. Dado que o penso absorve em simultâneo a secreção da ferida, é iniciada uma lavagem interactiva e contínua da mesma. O PHMB vinculado ao núcleo do SAP tem um efeito antibacteriano e inibe a proliferação de microorganismos no interior do penso. Desta forma, reduz-se o risco de recontaminação durante todo o período de aplicação (até três dias). O SAP utilizado no HydroClean plus desactiva as metaloproteinasas da matriz (MMP) que alteram a cicatrização, possibilitando a reactivação de processos de cicatrização estagnados no caso de feridas crónicas.

Indicações
Para o tratamento úmido de feridas, em especial as de difícil cicatrização. HydroClean plus é indicado especialmente para tratamento de feridas crónicas e de cicatrização difícil na fase de limpeza e granulação. Além disso, HydroClean plus pode ser utilizado para reativar o processo cicatricial estagnado, caso este tenha sido causado por uma atividade muito elevada das MMP.

Modos de aplicação
HydroClean plus é aplicado com o lado branco sobre a ferida, de forma que a inscrição azul fique voltada para cima. HydroClean plus tem de ficar em contacto direto com o leito da ferida